

Portable


EcoMet Series

ECOMET은 "Economic"과 "Meter"의 결합어로 (주)이스텍의 심플하고 경제적인 실험실 측정기의 고유브랜드입니다.



- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- 자동온도보상기능 • pH와 온도 동시표시
- Auto-Read 기능 • Buffer 자동 인식기능
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품

- 경제적인 가격과 세련된 디자인
- Buffer 자동 인식기능
- 사용이 간편한 키패드로 측정이 용이함
- ISO9001, GD, CE 마크 획득 제품



Specification	P15 (pH/mV/Temp)	O15 (ORP)
범 위	0~14.00pH ±1999.9mV -10~110℃	±1999.9mV
분 해 능	0.01pH 0.1mV 0.1℃	0.1mV
정 밀 도	±0.02pH ±0.2mV ±0.4℃	±0.5mV
보 정	Auto 2Points	Auto 1Point
온도보상	Auto	x
사용환경	0~50℃, RH95%	
전 원	9V Battery x 1 ea	
크기/중량	195(L)x67(W)x25(H)mm / 250g	
인증사항	ISO9001, CE, GD	
Accessories [Standard]	<ul style="list-style-type: none"> • pH Epoxy Body Electrode/ATC Probe • 보정용액 pH4,7 125ml • 9V Battery, Manual, Case 	<ul style="list-style-type: none"> • ORP Epoxy Body Electrode • 보정용액 228mV 125ml • 9V Battery, Manual, Case
Accessories [Optional]	<ul style="list-style-type: none"> • pH Epoxy Body Electrode/ATC Probe • pH Glass Body Electrode/ATC Probe • 보정용액 pH4,7 125ml or 475ml 	<ul style="list-style-type: none"> • ORP Glass Body Electrode • 보정용액 228mV 125ml or 475ml • 보정용액 475mV 125ml or 475ml