

Portable pH Meter pH-20N

휴대용 pH/mV(ORP)/Temp.



Portable pH meter pH-20N

▶ 특징

- pH / mV(ORP) / 온도 측정
- 측정Data와온도동시표시및현재시간표시
- 조건에 따라 자동 및 수동 보정 가능
- 가장 최근의 Data를 사용하여 측정
- Stable 표시로 안정된 데이터 값 확인
- Buffer 용액 자동인식으로 보정시 편리 (pH 4, 7, 10 기본)
- 자동 절전 기능 (Auto Power Off)
- 충전용 배터리 장착으로 충전하여 사용 (AAA x 6)
- 거치형 지지대 장착으로 실험실 겸용으로 사용 용이
- IP65 방수.방진 등급으로 현장 측정에 적합
- 품질보증기간 5년 (전극 및 소모품 제외)
- 간이측정기 성능인증 1등급 : PWT-02-2023-5호



▶ 상세 스펙

pH-20N			
측정 항목	pH	mV(ORP)	Temperature
측정 범위	-2.00 ~ 19.99	± 1999.9 mV	-10 ~ 110 °C
정확도	± 0.02	± 0.1 mV	± 0.4 °C
분해능	0.01 / 0.1	0.1	0.1
보정	자동 / 수동 (3점 보정) - Buffer 자동인식		
데이터 저장	100개 저장		
온도 보상	자동 온도 보상		
디스플레이	Custom Backlight LCD		
출력	RS232C (Computer / Printer)		
방수 / 전원	IP66 / Rechargeable Battery (AAAx6) & AC/DC Power Adaptor		
재질 / 크기 / 무게	ABS / 210 x 86 x 50 mm / 0.5 kg		
구성품	기기, pH/온도전극, Buffer 용액 (pH4,7,10) 125ml, 전극보관용액 125ml, 아답터, 가방		