

Laboratory pH Meter pH-200L

실험실용 pH / Temp.

ISTEK

Laboratory pH meter pH-200L

특징

- pH (mV), 온도 동시 표시
- 측정 Data와 온도 동시 표시 및 현재시간 표시
- 자동 보정으로 pH를 편리하게 측정
- 조건에 따라 자동 보정 및 수동 보정 가능
- 가장 최근의 Data를 사용하여 측정
- Stable 표시로 안정된 데이터 값 확인
- Buffer 자동 인식 기능 (pH4, 7, 10 보정)
- 품질보증기간 5년 (전극 및 소모품 제외)
- 간이측정기 성능인증 1등급 : PWT-02-2023-64호 / PWT-02-2023-127호



상세 스펙

	pH-200L-A		pH-200L-B
pH 전극	# V-7000 (Epoxy body)		# 238-180 (Glass body)
측정 항목	pH	mV	Temperature
측정 범위	-2.00~ 19.99	± 1999.9 mV	-10 ~ 110 ℃
정확도	± 0.02	± 0.1 mV	± 0.4 ℃
분해능	0.01	0.1	0.1
보정	자동 3점 보정 - Buffer 자동인식 / 수동 3점 보정		
데이터 저장	100개 저장		
온도 보상	자동 온도 보상		
디스플레이	Custom Backlight LCD		
출력 / 전원	RS232C (Computer / Printer) / AC / DC Power Adaptor		
재질 / 크기 / 무게	ABS / 200 x 260 x 90 mm / 950 g		
구성품	기기, pH전극, 온도전극, Buffer 용액 (pH4,7,10) 125ml, 전극 보관용액 125ml, 스텐드, 아답터		